

Comment utiliser l'inhalateur-doseur et le tube d'espacement avec masque

1. Enlevez le capuchon de l'inhalateur-doseur.

2. Agitez pendant 10 secondes.

3. Fixez l'inhalateur-doseur au bout du tube d'espacement.



4. Placez le masque sur la bouche et le nez de l'enfant (de manière hermétique).

5. Appuyez **UNE SEULE FOIS** sur l'inhalateur-doseur.

6. Demandez à l'enfant d'inspirer:

Enfant de moins de 18 mois = 8 à 10 inspirations.

Enfant de 18 mois et plus = 5 à 6 inspirations.

Enfant de plus de 6 ans = 3 à 4 inspirations ou 1 inspiration en retenant la respiration pendant 10 secondes.



7. Attendre 1 minute entre chaque.

8. Répétez les étapes 2 à 7 selon la dose recommandée par votre médecin.

9. Lorsque vous avez fini, séparez l'inhalateur-doseur du tube d'espacement et remettez le capuchon protecteur sur votre appareil.

10. Pour savoir si l'inhalateur-doseur est vide ou non, retirez-le de son étui de plastique et secouez-le près de votre oreille. Si vous n'entendez pas et ne sentez pas de liquide qui bouge à l'intérieur, il est tout probable que l'inhalateur-doseur est vide.

11. Entreposez le dispositif dans un endroit frais et sec.