

## L'utilisation de votre inhalateur Breezhaler

1. Retirez le capuchon.



2. Tenez la base de l'inhalateur et inclinez l'embout buccal pour ouvrir l'inhalateur.



3. Avec les mains sèches, sortez une gélule de l'emballage.

4. Placez la gélule dans le logement central.



5. Fermez l'embout buccal. Vous entendrez un déclic lorsqu'il sera bien fermé.

6. Tenez l'inhalateur verticalement et appuyez sur les deux boutons-poussoirs à la fois. **N'appuyez qu'une seule fois.**



7. Expirez à fond en détournant votre tête de l'embout buccal.



8. Refermez vos lèvres fermement autour de l'embout buccal.

9. Inspirez rapidement et régulièrement. Vous entendrez un « bourdonnement ».

10. Si vous n'entendez pas de « bourdonnement », ouvrez l'inhalateur et tapotez légèrement la base de l'appareil pour libérer la gélule. **N'appuyez pas sur les boutons poussoirs.**



11. Vous pourriez détecter un goût sucré... c'est normal.

12. Retenez votre respiration pendant au plus 10 secondes.

13. Expirez.

14. Ouvrez l'embout buccal pour regarder la gélule.

15. Si la gélule n'est pas vide, répétez les étapes 7 à 13.

16. Lorsque vous aurez terminé, jetez la gélule vide et lavez-vous les mains.

17. Essuyez l'embout buccal à l'aide d'un chiffon sec ou d'un mouchoir.

18. Il ne faut pas laver le Breezhaler.